



BRUKSANVISNING SENSOPRO LUNA PHYSIO



SENSOPRO

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

#1	Syfte, indikationer, kontraindikationer	4
#2	Säkerhetsanvisningar	6
#3	Sensopro Luna Physio	12
#4	Sensopro Safety Belt Physio	24
#5	Innan du kör igång	28
#6	Underhåll och skötsel	30
#7	Valfritt tillbehör – Sensopro Video Kit Touchscreen	34
#8	Valfritt tillbehör – Sensopro Seat Physio	38
#9	Teckenförklaring	42
# 10	Försäkran om överensstämmelse	44



1

**SYFTE, INDIKATIONER,
KONTRAINDIKATIONER**

SYFTE

Syftet med Sensopro Luna Physio är att behandla brister i det posturala balanssystemet i avsikt att förebygga fallolyckor.

Avsedda huvudanvändare för Sensopro Luna Physio är fysioterapeuter och annan sjukvårdspersonal som är specialiserade på funktionell rehabilitering.

INDIKATIONER

Sensopro Luna Physio är indicerat vid bristtillstånd i det posturala balanssystemet som ortopediska undersökningsfynd, stroke, parkinson och kognitiv nedsättning.

Sensopro Luna Physio är endast indicerat om den behandlande sjukvårdspersonalen beslutar att den möjliga nyttan överväger eventuella risker.

KONTRAIKATIONER

Sensopro Luna Physio är kontraindicerat vid inflammation i bärande leder med tillhörande mjukvävnadsstrukturer, smärta vid ansträngning av kroppsdelar liksom funktionssjukdomar i neuromuskulära system och vid brister i balanssystemet som föranletts av en försämrad syn- eller hörsselförmåga (relativ kontraindikation) eller en nedsättning i balansorganen (absolut kontraindikation).

2

**SÄKERHETSAN-
VISNINGAR**

SÄKERHETSANVISNINGAR

- Det är viktigt att läsa och förstå alla varningar. Om du tycker att en varning är svår att förstå ska du snarast kontakta kundtjänst.
- Det är köparens ansvar att läsa bruksanvisningen och säkerhetsanvisningarna för Sensopro Luna Physio och att se till att samtliga berörda, det vill säga såväl personer som tränar som instruktörer, tränare och ansvariga personer, får instruktioner om korrekt användning av produkten.
- Träningsmaskinen får inte tas i bruk förrän minst en terapeut har blivit utbildad av en licensierad utbildare hos tillverkaren
- Träningsmaskinen med tillbehör ska kontrolleras före användning. Om det verkar finnas skador får träningsmaskinen inte användas. Försök aldrig reparera en skadad träningsmaskin på egen hand! Personalen måste informeras.
- Om inget annat anges får träningsområdet bara beträdas med skor.
- Högsta kroppsvikt för användaren är 160 kg.
- Vid felaktig eller överdriven användning kan personskador uppstå. Vi rekommenderar alla användare att rådgöra med en läkare innan ett träningsprogram påbörjas. Träningen ska omedelbart avbrytas och läkare kontaktas om en användare börjar känna sig svimfärdig eller upplever svindel eller smärta.
- Vid rehabilitering efter endoprotetik får Sensopro Luna Physio enbart användas på ordination av behandlande läkare.
- För att förhindra personskador måste kroppsdelar (händer, fötter, hår osv.), kläder och smycken hållas borta från rörliga delar.
- Barn ska inte vistas i närheten av Sensopro Luna Physio. En förälder eller annan ansvarig vuxen person måste hålla uppsikt om produkten används när det finns barn i närheten.
- Det är förbjudet att bära löst sittande kläder eller smycken vid användning av produkten. För ökat skydd för användaren rekommenderas även att långt hår sätts upp så att det inte kan komma i kontakt med rörliga delar.
- Kringstående personer måste hålla tillräckligt långt avstånd till personen som tränar, de rörliga delarna och övriga tillbehörsdelar medan Sensopro Luna Physio används.



VARNING: Observera säkerhetsanvisningarna noga. Om de inte följs kan det leda till skador på maskinen, allvarliga personskador eller till och med livsfara. Andra möjliga risker är fall från maskinen, muskelskador, att fingrarna kläms eller att håret fastnar i rullarna.



NOTERA: Alla allvarliga incidenter med koppling till produkten ska anmälas till tillverkaren och ansvarig myndighet i det medlemsland där användaren och/eller patienten är bosatt.



ALLA SENSOPRO-MODELLER



VARNING: Observera följande säkerhetsanvisningar innan du börjar använda Sensopro Luna Physio!

- Sensopro Luna Physio är en fristående träningsmaskin som måste stå på ett stabilt, jämnt och bärkraftigt underlag och skyddas mot direkt solljus. Direkt solljus kan påverka träningsbandens livslängd.
- Välj en uppställningsplats där träningen kan ske utan störningar och se till att ställfötterna inte befinner sig i passager.
- Sensopro Luna Physio får bara monteras och installeras av licensierade tekniker från tillverkaren.
- Det måste finnas ett fritt område på minst 0,6 m för tillträde till träningsmaskinen utanför själva övningsområdet. I det fria området ska även utrymmet för nödutgången räknas in. Om flera träningsmaskiner placeras direkt bredvid varandra kan de dela på det fria området.
- Kontrollera före varje användning att Sensopro Luna Physio är i felfritt skick. Maskinen får aldrig användas om:
 - Det uppstår ovanliga ljud eller lukter
 - Den har blivit fuktig
 - Främmande föremål har fallit in i en öppning på Sensopro Luna Physio
 - Det finns skador på träningsband, gångband, fjädrar, räckena eller Safety Belt Physio
 - Det uppstår funktionsstörningar

I sådana fall ska du snarast kontakta kundtjänst och påbörja en inspektion.

- Räckena får inte avlägsnas vare sig före, under eller efter träning. Personer som tränar kan använda räckena som stöd när de går in i och ut ur maskinen samt under själva träningen.
- Vid användning av Sensopro Luna Physio ska du se till att inte bara personen som tränar utan även andra personer i omgivningen håller fingrar, hår, klädesplagg och liknande borta från rörliga delar och öppningar på maskinen.

- Barn och personer med nedsatt rörelseförmåga/balanssinne får endast använda Sensopro Luna Physio under uppsikt av en person som är väl insatt i hur maskinen fungerar. I synnerhet barn kan vara benägna att använda maskinen som leksak och måste därför hållas under uppsikt medan de använder Sensopro Luna Physio.
- Om du får skador eller sår på händerna bör du skydda dem innan du påbörjar träningen.
- Använd enbart originaltillbehör för att eliminera risken för personskador och skador på maskinen. Om du använder tillbehör och påbyggnadsdelar som inte har tillåtits av tillverkaren blir alla garantianspråk ogiltiga.
- Använd enbart Sensopro Luna Physio i avsett syfte och endast i torra utrymmen. Maskinen är inte avsedd för utomhusdrift.
- Safety Belt Physio ska tas på innan träningsområdet beträds och måste behållas på under hela träningsförloppet. Safety Belt Physio får inte tas av förrän personen har lämnat träningsområdet. Bär Safety Belt Physio utanpå kläderna.
- Träningsbanden får bara användas som träningsmotstånd och inte som stöd eller säkerhetsanordning. Träningsband får inte lossas medan de är sträckta.
- Träningsbanden innehåller naturgummilatex som kan utlösa allergiska reaktioner, inklusive anafylaktiska reaktioner.
- Se anvisningarna för underhåll och skötsel av maskinen på sidan 31.



NOTERA: Träningsbanden innehåller naturgummilatex som kan utlösa allergiska reaktioner, inklusive anafylaktiska reaktioner!

3

**SENSOPRO
LUNA PHYSIO**

SPECIFIKATIONER

- 2,5 m x 1,4 m x 2,35 m (L/B/H)
- rekommenderad yta: 3 m x 2 m (L/B)
- Vikt: 235 kg

ALLMÄN INFORMATION OM ANVÄNDAREN

- Maximal kroppslängd: 2,0 m
- Maximal kroppsvikt: 160 kg

TRÄNINGSMOTSTÅND

- Fixerad eller lös svängbräda
- 24 träningsband med tre olika motstånd
 - Turkos = lätt
 - Azurblå = medium
 - Korallröd = starkt



SÄKERHETSANVISNINGAR



VARNING: Observera följande säkerhetsanvisningar innan du börjar använda Sensopro Luna Physio!

TRÄNING MED FIXERAD SVÄNGBRÄDA

1. Innan du börjar träna med fixerad svängbräda ska du kontrollera att svängbrädeshållaren är korrekt fastsatt.
2. Ta på Safety Belt Physio innan du börjar träna.

TRÄNING MED LÖS SVÄNGBRÄDA

1. Innan du börjar träna med lös svängbräda ska du kontrollera att svängbrädeshållaren är korrekt lossad. Svängbrädeshållaren är lossad när handtaget pekar rakt uppåt. Flytta alltid handtaget hela vägen mot anslaget.
2. Ta på Safety Belt Physio innan du börjar träna.
3. Efter varje träning med lös svängbräda ska den fästas på nytt med alla fyra svängbrädeshållare i horisontell position. Flytta handtaget hela vägen mot anslaget. Kontrollera även att svängbrädeshållarna snäpper fast ordentligt.




**FIXERAD
SVÄNGBRÄDA**




**LÖS
SVÄNGBRÄDA**



KOMPONENTER





ANVÄNDNINGSSINSTRUKTION

TRÄNING MED FIXERAD SVÄNGBRÄDA

1. Gå in i träningsområdet via ingången. Håll dig i de båda handgreppen medan du går in.
2. Ta på Safety Belt Physio när du står på fotsteget. Lossa hängstropparna och höftbältet. Sätt på höftbältet i höfthöjd och lås spännet. Dra åt höftbältet så att det sitter tätt mot kroppen. Dra ut hängstropparna så långt att du kan göra en knäböjning på fotsteget (knäets vinkel 90°) och lås spännet.
3. Håll dig fast i räckena och ställ dig på de båda gångbanden. Se till så att du står med båda fötterna mitt på respektive gångband. Detta är utgångspositionen för alla övningar. Välj ett träningsprogram och börja med dina övningar.

TRÄNING MED LÖS SVÄNGBRÄDA

1. Gå in i träningsområdet via ingången. Håll fast dig i de båda handgreppen medan du går in.
2. Ta på Safety Belt Physio när du står på fotsteget. Lossa hängstropparna och höftbältet. Lägg höftbältet i höfthöjd och lås spännet. Dra åt höftbältet så att det sitter tätt mot kroppen. Dra ut hängstropparna så långt att du kan göra en knäböjning på fotsteget (knäets vinkel 90°) och lås spännet.
3. Håll dig fast i räckena och ställ dig på de båda gångbanden.
4. Ställ dig på golvet med ett ben på var sida om gångbanden.
5. Flytta dig framåt och lossa de både främre svängbrädeshållarna. Svängbrädeshållaren är lossad när handtaget pekar rakt uppåt. Flytta alltid handtaget hela vägen mot anslaget.
6. Flytta dig bakåt och lossa de både bakre svängbrädeshållarna.



**FIXERAD
SVÄNGBRÄDA**



**LÖS
SVÄNGBRÄDA**

7. Flytta dig tillbaka till mitten av gångbanden och kliv upp samtidigt som du trycker ned svängbrädan helt med det första benet på ena sidan. Håll dig fast i räckena och kliv upp med det andra benet på det andra gångbandet. Fortsätt att hålla dig fast i räckena och placera fötterna mitt på gångbanden. Detta är utgångspositionen för alla övningar. Välj ett träningsprogram och börja med dina övningar.
8. Fixera svängbrädan igen efter träningen så att den sitter som när du lossade den. Gå sedan ut ur träningsområdet via det bakre fotsteget och ingången. Fixera alla fyra svängbrädeshållare. Flytta handtagen hela vägen mot anslaget. Kontrollera även att svängbrädeshållaren har snäppt fast ordentligt.

EXEMPEL PÅ ÖVNINGAR


STEP (Nivå: lättare övning)

Utgångsposition

- Håll dig fast i räckena med händerna.
- Ställ dig mitt på gångbanden så att fötterna är centralt placerade både i tvärgående och längsgående riktning.
- Stå avslappnat och böj något på knä- och fotleder för att få igång mjuka rörelser i gångbanden. Håll överkropp, bäcken och huvud rakt.
- Variant: För att öka svårighetsgraden på övningen kan du använda ett eller flera träningsband.

Rörelsens utförande

- Flytta över din vikt omväxlande och rytmiskt från den ena foten till den andra.
- Håll alltid knäet på benet som du står på lätt böjt medan du förskjuter vikten. Böj knäet på benet som du ska lyfta medan du fortfarande låter foten vila mot bandet.
- När du känner att du står stadigt börjar du röra armarna diagonalt mot benen och slappnar av i axlarna.



Slutposition

- Huvudvikten ligger på benet som du står på.
- Håll knäet på benet som du står på lätt böjt och böj knäet på benet som du ska lyfta.

Säkerhetsanvisningar

- Fötterna ska alltid ha kontakt med gångbanden!
- Håll dig fast i räcken och släpp inte händerna förrän du känner dig säker på att du kan utföra rörelsen.
- Ha alltid händerna nära räcken.

STEP (Nivå: medelsvår övning)

Utgångsposition

- Håll dig fast i räcken med händerna.
- Ställ dig mitt på gångbanden så att fötterna är centralt placerade både i tvärgående och längsgående riktning.
- Stå avslappnat och böj något på knä- och fotleder för att få igång mjuka rörelser i gångbanden.
- Variant: För att öka svårighetsgraden på övningen kan du använda ett eller flera träningsband.

Rörelsens utförande

- Sänk ned rumpan precis som om du skulle sätta dig ned. Se till att ha ryggen sträckt och hälar under dig.
- Ställ dig upp igen och sträck ut höfterna helt.

Slutposition (på huk)

- Se till att knäet är i linje med höft- och fotlederna på samma ben.
- Håll överkroppen stilla och ryggen rak.



Säkerhetsanvisningar

- Fötterna ska alltid ha kontakt med gångbanden!
- Håll dig fast i räckena och släpp inte händerna förrän du känner dig säker på att du kan utföra rörelsen.
- Ha alltid händerna nära räckena.


SPRINT (Nivå: svår övning)

Utgångsposition

- Håll dig fast i räckena med händerna.
- Ställ dig mitt på gångbanden så att fötterna är centralt placerade både i tvärgående och längsgående riktning.
- Stå avslappnat och ställ dig i en högt hukande ställning med sträckt rygg och blicken riktad rakt fram.
- Variant: För att öka svårighetsgraden på övningen kan du använda ett eller flera träningsband.

Rörelsens utförande

- Tryck omväxlande på det ena och det andra gångbandet medan du sträcker ut respektive knä.
- Huvud, rumpa och bäcken byter inte position och befinner sig konstant på samma höjd.
- Försök att variera rytmen, höjden och storleken för gångbandens utslag.



Slutposition

- Huvudvikten ligger på ena benet.
- Se till att överkroppen är centrerad mitt över gångbanden.

Säkerhetsanvisningar

- Fötterna ska alltid ha kontakt med gångbanden!
- Håll dig fast i räckena och släpp inte händerna förrän du känner dig säker på att du kan utföra rörelsen.
- Ha alltid händerna nära räckena.

4

**SENSOPRO SAFETY
BELT PHYSIO**

SPECIFIKATIONER

- Minsta vidd: 0,5 m
- Största vidd: 1,45 m
- Vikt: 1,2 kg

ALLMÄN INFORMATION OM ANVÄNDAREN

- Maximal kroppslängd: 2,0 m
- Maximal kroppsvikt: 160 kg



KOMPONENTER



MONTERINGSINSTRUKTION

1. Haka fast de båda karbinhakarna på V-stycket på varsin sida av bältet i de näst yttersta öglorna.



2. Stoppa in hängstropparna vid V-stycket och haka fast karbinhakarna i ögleskruvarna på de övre långsgående stängerna på ramen.



ANVÄNDNINGSSINSTRUKTION

1. Kliv upp på fotsteget till Sensopro Luna Physio och ta på Safety Belt Physio där. Lossa hängstropparna och höftbältet. Sätt höftbältet i höfthöjd och lås spännet.



2. Dra åt höftbältet så att det sitter tätt mot kroppen.



3. Dra ut hängstropparna så långt att du kan göra en knäböjning på fotsteget (knäets vinkel 90 grader) och lås fast spännet.



NOTERA: Safety Belt Physio ska bäras utanpå kläderna och inte direkt mot huden.



NOTERA: Efter en incident, exempelvis ett fall, där patientens vikt bars upp av Safety Belt Physio, måste komponenterna i Safety Belt Physio inspekteras och eventuellt bytas ut.

5

**INNAN DU
KÖR IGÅNG**

När du tränar med Sensopro Luna Physio ska du bära tränings skor och bekväma och lätta kläder. Långt hår måste vara uppsatt för att inte komma i kontakt med träningsband eller räckena. Kontrollera att alla delar på Sensopro Luna Physio fungerar som avsett före träningen. Det är särskilt viktigt att kontrollera att skruvarna på fotstegen är ordentligt fastskruvade. Börja med en enklare svårighetsgrad på träningsprogrammet och välj sedan svårare program med högre intensitet när du blir starkare. Tänk på att gångbanden alltid måste stabiliseras, i synnerhet när du kliver i och ur. Ta hjälp av följande anvisningar för att stabilisera gångbandet när du intar olika träningspositioner. Informera alla deltagare/personer som tränar om dessa principer.

KORREKT POSITION VID AVSTIGNING VIA UTGÅNGEN

1. Gå in i träningsområdet via ingången.
Håll fast dig i de båda handgreppen medan du går in.
2. Ta på Safety Belt Physio när du står på fotsteget. Lossa hängstropparna och höftbältet. Sätt höftbältet i höfthöjd och lås spännet. Dra åt höftbältet så att det sitter tätt mot kroppen. Dra ut hängstropparna så långt att du kan göra en knäböjning på fotsteget (knäets vinkel 90°) och lås fast spännet.
3. Håll dig fast i räckena och ställ dig på de båda gångbanden.
Se till så att du står med båda fötterna mitt på respektive gångband.
Detta är utgångspositionen för alla övningar.
Välj ett träningsprogram och börja med dina övningar.

KORREKT POSITION UNDER TRÄNINGEN

1. Kontrollera löpande att fötterna är rätt placerade mitt på gångbanden.
2. Överkroppen ska vara i centrum av maskinen.
3. Undvik framåt- och bakåtböjningar/Träningsbanden ger stöd men kan inte hålla upp kroppsvikten och det finns alltid en risk för att de lossnar.
4. Ta alltid tag i räckena med händerna vid en rubbning av balansen, och försök inte balansera med fötterna.

6

**UNDERHÅLL OCH
SKÖTSEL**



VARNING: Säkerhetsnivån för Sensopro Luna Physio kan bara upprätthållas om maskinen regelbundet kontrolleras efter skador och slitage.



VARNING: Defekta delar måste bytas ut omedelbart och/eller produkten får inte tas i drift innan reparationen har utförts. Enbart originalreservdelar får användas. Andra reservdelar kanske inte uppfyller de materialegenskaper som krävs.

FÖRE/EFTER VARJE TRÄNING

1. Torka av räckena efter varje träning med ett antibakteriellt rengöringsmedel och behandla insidan av Safety Belt Physio med desinfektionsspray.
2. Före varje användning av maskinen ska du kontrollera att svängbrädes hållarna är korrekt lossade eller fixerade.
3. Före varje användning av maskinen ska du kontrollera att räckena är ordentligt fastsatta.
4. Desinficera inte händerna före träningen utan först efteråt för att skydda träningsbanden.

VARJE VECKA

1. Kontrollera träningsband och fjädrar efter slitage och skador. Om du upptäcker skador måste träningsbanden och/eller fjädrarna bytas ut omedelbart och maskinen får inte användas.
2. Rengör alla ytor.
3. Träningsbanden ska endast rengöras med vatten. Rengöringsmedel förkortar träningsbandens livslängd.
4. Rengör Sensopro Video Kit Touchscreen med en torr trasa. Fukt kan skada Sensopro Video Kit Touchscreen.

VARJE MÅNAD

1. Kontrollera att alla skruvar, knappar och fästordningar sitter fast.
2. Säkerställ att stoppen på de båda nedre tvärstängerna sitter fast. Byt ut skadade stopp.
3. Se över alla tillbehör och kontrollera att de fungerar.
4. Byt ut alla delar som visar tecken på slitage.
Du kan skaffa nya i vår onlinebutik på shop.sensopro.swiss.

RESERVDELSMONTERING



VARNING: Träningsband och fjädrar kan du byta själv genom att följa dessa instruktioner. Det finns även en instruktionsvideo i Sensopro Video Kit w. Kontakta kundtjänst för all övrig reservdelsmontering. Enbart originalreservdelar får användas. Andra reservdelar kanske inte uppfyller de materialegenskaper som krävs.



VARNING: Byt ut fjädrar och träningsband efter 6 månader eller vid tecken på slitage eller skador. Om regelbundet underhåll inte utförs kan det leda till stabilitetsförluster och försämrade materialegenskaper.

BYTA FJÄDRAR

1. Lossa alla fyra skruvar på fotsteget med en sexkantsskruvmejsel (4). Lägg fotsteget på golvet bredvid maskinen.
2. Lossa kardborrebandet på fjäderskyddet och häng upp önskad fjäder först på utsidan och därefter på insidan av svängbrädan.



3. Häng upp den nya fjädern först på insidan och därefter på utsidan av svängbrädan. Dra på fjäderskyddet löst runt fjädern och fäst kardborrebandet på fjäderns undersida.
4. Placera fotsteget på svängbrädan och dra åt alla fyra skruvarna ordentligt för hand.



VARNING: Det finns risk för personskador om skruvarna till fotsteget inte är ordentligt åtdragna!

BYTA TRÄNINGSBAND

1. Lossa plastskruven genom att hålla fast skruven och vrida på muttern.



2. Håll fast alla träningsband och dra försiktigt ur plastskruven från hållaren. Frigör träningsbanden.
3. Placera de nya träningsbanden i monteringspringan på träningsbands-hållaren och för in plastskruven stegvis.



4. Dra åt plastskruven och muttern ordentligt för hand.

7

**TILLBEHÖR -
SENSOPRO VIDEO KIT
TOUCHSCREEN**

Video Kit Touchscreen-hårdvaran är en valfri komponent i Sensopro Luna-systemet och kan monteras på framsidan av Sensopro Luna Physio med en monteringsstång. Om du behöver en Sensopro Video Kit Touchscreen ber vi dig kontakta kundtjänsten hos Sensopro.



Förbehåll för ändringar förknippade med den tekniska utvecklingen.




VARNING: Sensopro Video Kit Touchscreen är en elektrisk apparat och därmed finns det risk för stötar. För att undvika risken för stötar måste maskinen jordas. Modifiera aldrig det skyddade kontaktdonet på maskinen eftersom det är en garanti för att Sensopro Video Kit Touchscreen har en korrekt jordning!



FARA: Om uttaget inte är korrekt anslutet är anslutningen inte jordad. Be en elektriker kontrollera uttaget om du är osäker. Modifiera inte det skyddade kontaktdonet på Sensopro Video Kit Touchscreen. Om det inte passar i det befintliga uttaget ber du en elektriker installera motsvarande uttag.

MONTERINGSINSTRUKTION FÖR KOMPONENTER



1. Sätt in två fästjärn på varje sida i spåren på utsidan av de två vertikala stängerna på framsidan av Sensopro.
2. Justera fästjärnen på en höjd av 1,18 m och se till att fästjärnen sitter i linje med varandra horisontellt.
3. Använd de fyra medföljande skruvseten för att montera monteringsstången genom de förberedda hålen på bildskärmens VESA-fäste. Justera bildskärmen till önskat läge och dra åt skruvarna ordentligt för hand.
4. Håll Sensopro Video Kit Touchscreen med bildskärmen mot träningsområdet och skruva fast den på fästjärnen med fyra skruvar. Dra åt alla skruvarna ordentligt för hand.

ANVÄNDNINGSSINSTRUKTION

Tack vare över 100 högkvalitativa träningsprogram följer Sensopro Video Kit kunderna på vägen mot deras individuella träningsmål. Oavsett om det handlar om rehabilitering eller tävlingsidrott, gångstabilitet eller surfing, så har Sensopro Video Kit rätt träning för alla. Välj rätt utbildningskategori tillsammans med dina kunder och bestäm lämpliga program tillsammans.

1. Slå på Sensopro Video Kit med huvudströmbrytaren och vänta tills enheten har startat (max. 1 minut). En video visas på startskärmen (bild 1).
2. Genom att trycka på skärmen kommer du till kategorivyn (bild 2).
3. Kategorin "Första gången" erbjuder den perfekta introduktionen där dina kunder får information om träning på Sensopro Luna och de viktigaste säkerhetsinstruktionerna.
4. Via "Information" (A i bild 2) hittar du underhållsinstruktionerna för de olika enhetskomponenterna.
5. Du kan välja träningskategorier genom att trycka på motsvarande knappar. Välj önskat program i kategorin och, i nästa steg, önskad träning.
6. Under träning kan du peka på bildskärmen för att visa knapparna Pausa/ Spela och Framåt/Bakåt och välja något genom att trycka på dem (bild 3). Återgå till programmenyn genom att trycka på "Avbryt" (A i bild 3). Alternativt kan du trycka på programmet eller kategorin längst ner till vänster i sökvägen till träningen för att komma till respektive vy (B i bild 3).



Bild 1




Bild 2




Bild 3

8

**VALFRITT TILLBEHÖR -
SENSOPRO
SEAT PHYSIO**

SPECIFIKATIONER


- 1300 mm x 300 mm x 60 mm (L/B/H)
- Sittdyna: 500 mm x 200 mm(L/B)
- Vikt: 2,9 kg

ALLMÄN INFORMATION OM ANVÄNDAREN

- Maximal kroppslängd: 2,0 m
- Maximal kroppsvikt: 160 kg



MONTERINGSINSTRUKTION FÖR KOMPONENTER




1. Ta bort klickaren på ena sidan av båda räckena.
2. Sätt in fästanordningen i båda räckena. Observera att fästskruven på fästanordningen är vänd utåt.



3. Sätt tillbaka klickaren på båda räckena och testa om den är låst.

4. Fäst sitsen på båda fästordningarna med karbinhakarna. Observera att det gröna sätet är vänt uppåt.



5. Placera fästordningarna för Sensopro Seat i önskat läge och dra åt skruvarna.

ANVÄNDNINGSIKTRUKTION

1. Sätt dig på Sensopro Seat Physio.
2. Utför önskade övningar eller stanna i en viloposition.
3. Sensopro Seat Physio möjliggör ett flertal träningsformer i sittande läge. Vissa delar av kroppen kan avlastas specifikt (t.ex. nedre och övre extremiteter).

9

TECKENFÖRKLARING



CE-märkning om överensstämmelse
CE marking of conformity



OBS!
Caution



Medicinteknisk produkt
Medical device



Följ instruktionerna för användning
Consult instructions for use



Håll borta från solljus
Keep away from sunlight



Tillverkare av den medicintekniska produkten
Medical device manufacturer



Serienummer
Serial number



Katalognummer
Catalogue number



Batchnamn/nummer
Batch code



Tillverkningsdatum
Date of manufacture



Auktoriserad representant i Europeiska gemenskapen/Europeiska unionen/
Authorized representative in the European Community / European Union



Innehåller naturgummi
Contains natural rubber latex

10

**FÖRSÄKRAN OM ÖVER-
ENSSTÄMMELSE/
DECLARATION OF
CONFORMITY**

To whom it may concern

Sensopro AG
Südstrasse 4
CH – 3110 Münsingen

+41 31 382 52 10
info@sensopro.swiss
www.sensopro.swiss

Münsingen, 31.05.2023

EU DECLARATION OF CONFORMITY

We, Sensopro AG (CHRN-MF-20000082; SRN CH-MF-000010122), declare under our sole responsibility that the medical devices with Basic UDI-DI 7649991448SensoproLunaGV:

Device name	UDI-DI
Sensopro Luna Physio	7649991448243 7649991448199 7649991448205
Sensopro Tube Medical (8 pcs.) Aquamarine / weak	7649991448090
Sensopro Tube Medical (8 pcs.) Azure blue / medium	7649991448106
Sensopro Tube Medical (8 pcs.) Coral-red / strong	7649991448113
Sensopro Tube Aquamarin/Aquamarine	7649991448168
Sensopro Tube Azurblau/Azure blue	7649991448175
Sensopro Tube Korall-Rot/coral-red	7649991448182
Sensopro Seat Physio	7649991448229
Sensopro Video Kit Montagebalken Physio	7649991448236

Intended Purpose: Treatment of deficits in postural balance
in order to prevent falls.

Risk Class: Class I

Rule (according to Annex VIII): Rule 1

meet all applicable provisions of the Regulation (EU) 2017/745 (EU MDR).

Authorized representative: MT Promedt Consulting GmbH, Ernst-Heckel-Strasse 7
66386 St. Ingbert, Germany, SRN DE-AR-000000085

Applied common specifications: n.a.

Conformity assessment procedure: EU MDR Art. 52(7)

Florian Kuchen

Florian Kuchen, PRRC





WWW.SENSOPRO.SWISS

Kundservice +41 31 382 52 10

Tillverkare:
Sensopro AG
Südstrasse 4
3011 Münsingen
Switzerland

+41 31 382 52 10
info@sensopro.swiss

Kundtjänst:
Sensopro AB
Töpelsgatan 7
416 55 Göteborg
Sweden

+41 31 382 52 10
info@sensopro.swiss

©2023 Sensopro AG. Alla rättigheter förbehålles.

Datum för senaste revidering: 2023-09-21