



MANUEL D'UTILISATION SENSOPRO LUNA PHYSIO



SENSOPRO

SOMMAIRE

#1	Objectifs, indications, contre-indications	4
#2	Consignes de sécurité	6
#3	Sensopro Luna Physio	12
#4	Sensopro Safety Belt Physio	24
#5	Avant de commencer	28
#6	Maintenance et entretien	30
#7	Accessoire en option - Sensopro Video Kit Touchscreen	34
#8	Accessoire en option - Sensopro Seat Physio	38
#9	Signification des symboles	42
#10	Déclaration de conformité	44



1

**OBJECTIFS, INDICATIONS,
CONTRE-INDICATIONS**

OBJECTIFS

L'objectif de la Sensopro Luna Physio est de remédier aux problèmes d'équilibre postural afin d'éviter des chutes.

Les utilisateurs ciblés par la Sensopro Luna Physio sont en majeure partie des physiothérapeutes et d'autres professionnels de la santé spécialisés dans la rééducation fonctionnelle.

INDICATIONS

La Sensopro Luna Physio est indiquée en cas de situations déficientes de l'équilibre postural tels qu'affections orthopédiques, attaques cérébrales, maladie de Parkinson et déficiences cognitives.

La Sensopro Luna Physio n'est indiquée que si le personnel de santé traitant décide que les bénéfices potentiels surpassent les risques potentiels.

CONTRE-INDICATIONS

La Sensopro Luna Physio est contre-indiquée en cas d'inflammations des articulations porteuses et des structures de leurs parties molles, en cas de douleurs dans les zones corporelles sollicitées ainsi qu'en cas de pathologies fonctionnelles du système neuromusculaire et en cas de problèmes d'équilibre engendrés par une déficience des capacités visuelles ou auditives (contre-indication relative) ou une affectation du système vestibulaire (contre-indication absolue).

2

**CONSIGNES DE
SÉCURITÉ**

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- Il est important que chaque avertissement soit compris correctement et dans son intégralité. Si l'un des avertissements devait ne pas être clair, veuillez contacter immédiatement le service à la clientèle correspondant.
- Il est de la responsabilité de l'acheteur de la Sensopro Luna Physio de lire les instructions d'utilisation et les consignes de sécurité, et d'instruire toutes les personnes, notamment celles qui s'entraînent ainsi que les instructeurs, les entraîneurs et les surveillants, sur l'utilisation en bonne et due forme des produits.
- L'appareil ne peut être utilisé qu'après instruction d'un thérapeute au moins par un formateur licencié du fabricant.
- L'appareil d'entraînement et les accessoires doivent faire l'objet d'un contrôle avant leur utilisation. Si un élément semble endommagé, il faut renoncer à l'utiliser. N'essayez jamais de réparer vous-même un appareil endommagé! Il faut dans ce cas informer le personnel.
- En l'absence d'indications divergentes, il est uniquement autorisé de pénétrer dans la zone d'entraînement avec des chaussures.
- Le poids corporel maximal autorisé de l'utilisateur est de 160 kg.
- Toute personne qui utilise l'appareil peut souffrir de blessures en cas d'utilisation incorrecte ou excessive. Il est recommandé à toute personne qui utilise l'appareil de consulter un médecin avant le début du programme d'entraînement. Si une personne a l'impression de perdre conscience à n'importe quel moment de l'entraînement, si elle se sent étourdi ou si elle ressent des douleurs, il faut immédiatement interrompre l'entraînement et consulter un médecin.
- En cas de rééducation après une endoprothèse, la Sensopro Luna Physio ne peut être utilisée que sur indication du médecin traitant.
- Afin d'éviter toute blessure, il faut tenir les différentes parties du corps (mains, pieds, cheveux, etc.), les habits et les bijoux à distance des éléments mobiles de l'appareil.
- Les enfants ne doivent pas s'approcher de la Sensopro Luna Physio. Les parents ou autres adultes chargés de la surveillance des enfants doivent toujours les garder à l'œil dans la mesure où les produits sont utilisés en présence des enfants.

- Il est interdit de porter des bijoux ou des vêtements amples en utilisant les produits. Afin d'assurer la sécurité des personnes qui utilisent l'appareil, il est également recommandé d'attacher les cheveux afin d'éviter tout contact avec les éléments mobiles de l'appareil.
- Toutes les personnes se tenant à proximité doivent respecter une distance suffisante avec les personnes qui s'entraînent, les éléments mobiles de l'appareil et les autres accessoires dès le moment où la Sen-sopro Luna Physio est utilisée.



AVERTISSEMENT : veuillez observer précisément les consignes de sécurité. Leur non-respect peut avoir pour conséquences des détériorations de l'appareil, des blessures graves et même la mort. Autres dangers : chute possible de l'appareil, blessures musculaires, doigts coincés ou encore cheveux emmêlés.



INDICATION : tous les incidents graves liés au produit doivent être annoncés au fabricant et à l'autorité compétente de l'État-membre, dans lequel est domicilié la personne et/ou la/le patient-e qui utilise l'appareil.



TOUS LES MODÈLES SENSOPRO



AVERTISSEMENT : veuillez respecter les consignes de sécurité suivantes avant d'utiliser la Sensopro Luna Physio !

- La Sensopro Luna Physio est un appareil d'entraînement autonome qui doit être placé sur un sol stable, horizontal et solide, et être protégé de la lumière directe du soleil. Cette dernière peut réduire la durée de vie de ses Tubes.
- Lorsque vous choisissez le lieu d'installation, veuillez à éviter les éventuelles sources de distraction durant l'entraînement et à ne pas placer les pieds de l'appareil dans une zone de passage.
- La Sensopro Luna Physio ne peut être montée et installée que par des spécialistes licenciés du fabricant.
- L'espace libre du côté de l'accès à l'appareil d'entraînement doit faire au moins 0,6 m de plus que la zone d'exercice. Cet espace libre doit englober un espace pour sortir de l'appareil en cas d'urgence. Si plusieurs appareils d'entraînement sont installés à proximité immédiate les uns des autres, ils peuvent se partager cet espace libre.
- Avant chaque utilisation, veuillez vérifier que la Sensopro Luna Physio se trouve dans un état irréprochable. Il ne faut en aucun cas utiliser l'appareil:
 - en présence d'odeurs ou de bruits inhabituels
 - si l'appareil est mouillé
 - si des corps étrangers sont tombés dans un espace ouvert de la Sensopro Luna Physio
 - si les Tubes, les Tapes, les ressorts, les Side Rails ou la Safety Belt Physio sont endommagés
 - en présence de dysfonctionnements

Dans ces cas, veuillez immédiatement contacter le service à la clientèle afin de prévoir une révision de l'appareil.

- Il ne faut pas retirer les Side Rails avant, pendant ou après l'entraînement. Les personnes qui s'entraînent peuvent utiliser les Side Rails comme support pour monter ou descendre de l'appareil ou pendant l'entraînement.

- Lors de l'utilisation de la Sensopro Luna Physio, assurez-vous que non seulement les personnes qui s'entraînent, mais aussi les tierces personnes à proximité de l'appareil n'approchent pas en particulier leurs doigts, leurs cheveux, leurs vêtements ou autres des éléments mobiles et des ouvertures de l'appareil.
- Les enfants et les personnes souffrant de problème de déplacement et/ou d'équilibre ne peuvent utiliser la Sensopro Luna Physio que sous surveillance d'une personne de confiance à proximité de l'appareil. Les enfants peuvent en particulier avoir tendance à utiliser l'appareil comme un jouet et doivent par conséquent être surveillés en cas d'utilisation de la Sensopro Luna Physio.
- Si vos mains présentent des gerçures ou des blessures, protégez-les avant de commencer l'entraînement.
- Utilisez exclusivement des accessoires d'origine afin d'exclure tout risque de blessures et d'éviter d'endommager l'appareil. L'utilisation d'accessoires et d'éléments de construction non-autorisés par le fabricant entraîne la perte de toute prétention en matière de garantie.
- N'utilisez la Sensopro Luna Physio qu'aux fins prévues et uniquement dans des pièces sèches. L'appareil n'est pas homologué pour une utilisation en plein air.
- Il faut porter la Safety Belt Physio avant de pénétrer dans la zone d'exercice et pendant l'intégralité de l'entraînement. Ce n'est qu'après avoir quitté la zone d'entraînement qu'il est permis de retirer la Safety Belt Physio. Portez la Safety Belt Physio sur vos vêtements.
- Les Tubes doivent uniquement être utilisés comme éléments de résistance à l'entraînement et non comme supports ou éléments de sécurisation. Il ne faut pas lâcher les Tubes sous tension.
- Les Tubes contiennent du latex de caoutchouc naturel qui peut provoquer des réactions allergiques, y compris des chocs anaphylactiques.
- Veuillez respecter les consignes de maintenance et d'entretien de l'appareil à la page 31.



INDICATION : Les Tubes contiennent du latex de caoutchouc naturel qui peut provoquer des réactions allergiques, y compris des chocs anaphylactiques !

3

**SENSOPRO
LUNA PHYSIO**

SPÉCIFICATIONS

- 2,5 m x 1,4 m x 2,35 m (L/I/H)
- Surface recommandée : 3 m x 2 m (L/I)
- Poids : 235 kg

INFORMATIONS GÉNÉRALES SUR L'UTILISATEUR

- Taille maximale : 2,0 m
- Poids maximal : 160 kg

RÉSISTANCE D'ENTRAÎNEMENT

- Swingboard fixe ou Swingboard libre
- 24 Tubes avec 3 forces différentes
 - Aigue-marine = faible
 - Bleu azur = moyen
 - Rouge corail = fort



CONSIGNES DE SÉCURITÉ



AVERTISSEMENT : veuillez respecter les consignes de sécurité suivantes avant d'utiliser la Sensopro Luna Physio !

ENTRAÎNEMENT AVEC SWINGBOARD FIXE

1. Avant l'entraînement, assurez-vous que les fixations du Swingboard sont correctement réglées pour un entraînement avec Swingboard fixe.
2. Avant l'entraînement, mettez la Safety Physio Belt.

ENTRAÎNEMENT AVEC SWINGBOARD LIBRE

1. Avant l'entraînement, assurez-vous que les fixations du Swingboard sont correctement réglées pour un entraînement avec Swingboard libre. Les fixations du Swingboard sont relâchées lorsque le loquet est dirigé vers le haut. Actionnez toujours le loquet jusqu'à la butée.
2. Avant l'entraînement, mettez la Safety Physio.
3. Après chaque entraînement avec Swingboard libre, il faut à nouveau fixer correctement le Swingboard en position horizontale à l'aide des quatre fixations. Actionnez les loquets jusqu'aux butées. Vérifiez que les fixations du Swingboard sont correctement et complètement verrouillées.




**SWINGBOARD
FIXE**




**SWINGBOARD
LIBRE**



COMPOSANTS





MODE D'EMPLOI

ENTRAÎNEMENT AVEC SWINGBOARD FIXE

1. Pénétrez dans la zone d'entraînement via l'accès prévu à cet effet en vous tenant aux deux poignées.
2. Sur le marchepied, mettez la Safety Belt Physio. Pour ce faire, desserrez la suspension et la ceinture abdominale. Placez la ceinture abdominale à la hauteur des hanches et attachez-la. Portez la ceinture abdominale en la serrant bien contre votre corps. Placez la suspension de sorte à pouvoir plier les genoux (à un angle de 90°) sur le marchepied et fermez-la correctement.
3. Tenez-vous aux Side Rails et placez-vous sur les deux Tapes. Veillez à bien placer vos deux pieds au milieu des Tapes. Il s'agit là de la position initiale pour tous les exercices. Sélectionnez un programme d'entraînement et commencez les exercices.

ENTRAÎNEMENT AVEC SWINGBOARD LIBRE

1. Pénétrez dans la zone d'entraînement via l'accès prévu à cet effet en vous tenant aux deux poignées.
2. Sur le marchepied, mettez la Safety Belt Physio. Pour ce faire, desserrez la suspension et la ceinture abdominale. Placez la ceinture abdominale à la hauteur des hanches et attachez-la. Portez la ceinture abdominale en la serrant bien contre votre corps. Placez la suspension de sorte à pouvoir plier les genoux (à un angle de 90°) sur le marchepied et fermez-la correctement.
3. Tenez-vous aux Side Rails et montez sur les deux Tapes.
4. Placez vos jambes au sol en les écartant à droite et à gauche des Tapes.
5. Déplacez-vous vers l'avant et libérez les deux fixations avant du Swingboard. Les fixations du Swingboard sont relâchées lorsque le loquet est dirigé vers le haut. Actionnez toujours le loquet jusqu'à la butée.



**SWINGBOARD
FIXE**



**SWINGBOARD
LIBRE**

6. Déplacez-vous vers l'arrière et libérez les deux fixations arrière du Swingboard.
7. Déplacez-vous à nouveau au milieu des Tapes et remontez sur les Tapes en appuyant vers l'arrière avec la première jambe sur un côté du Swingboard. Tenez-vous aux Side Rails et placez votre deuxième jambe sur le deuxième Tape. Continuez à vous tenir aux Side Rails et placez vos pieds au milieu des Tapes. Il s'agit là de la position initiale pour tous les exercices. Sélectionnez un programme d'entraînement et commencez les exercices.
8. Après l'entraînement, fixez le Swingboard de la même manière que vous l'avez libéré et quittez la zone d'entraînement via le marchepied arrière et l'accès correspondant. Fixez les 4 fixations du Swingboard. Actionnez les loquets jusqu'aux butées. Vérifiez que les fixations du Swingboard sont correctement et complètement verrouillées.

EXEMPLES D'EXERCICES

STEP (niveau : exercice peu exigeant)

Position initiale

- Tenez-vous aux Side Rails avec les mains.
- Placez-vous au milieu des Tapes de sorte que vos pieds se trouvent à l'intersection de la largeur et la longueur des Tapes.
- Tenez-vous détendu sur vos jambes, pliez légèrement vos articulations des genoux et des chevilles pour amortir les mouvements doux des Tapes en position debout. Redresser le haut de votre corps, votre bassin et votre tête.
- Variante : vous pouvez utiliser un ou plusieurs Tubes pour augmenter la difficulté de l'exercice.

Réalisation des mouvements

- Déplacez votre poids en alternance et en rythme sur un pied, puis sur l'autre.
- Durant le déplacement de votre poids, maintenez toujours le genou de votre jambe d'appui légèrement plié. Pliez le genou de la jambe que vous levez sans que votre pied ne quitte le Tape.
- Lorsque vous vous sentez suffisamment stable, ajoutez à chaque fois le bras opposé à la jambe au mouvement tout en gardant vos épaules décontractées.

Position finale

- Votre poids se trouve sur la jambe d'appui.
- Maintenez le genou de votre jambe d'appui légèrement plié et pliez le genou de la jambe que vous levez.



Consignes de sécurité

- Les pieds doivent toujours être en contact avec les Tapes !
- Tenez-vous aux Side Rails et ne lâchez vos mains que si vous vous sentez en sécurité pendant le mouvement.
- Gardez toujours vos mains à proximité des Side Rails.

SQUAT (niveau: exercice moyennement exigeant)

Position initiale

- Tenez-vous aux Side Rails avec les mains.
- Placez-vous au milieu des Tapes de sorte que vos pieds se trouvent à l'intersection de la largeur et la longueur des Tapes.
- Tenez-vous détendu sur vos jambes, pliez légèrement vos articulations des genoux et des chevilles pour amortir les mouvements doux des Tapes en position debout.
- Variante : vous pouvez utiliser un ou plusieurs Tubes pour augmenter la difficulté de l'exercice.

Réalisation des mouvements

- Abaissez votre postérieur vers l'arrière comme si vous vouliez vous asseoir. Veillez ici à garder votre dos droit et vos talons vers le bas.
- Relevez-vous en étirant complètement vos hanches.

Position finale (accroupie)

- Veillez à ce que vos genoux s'alignent avec les articulations des hanches et des pieds de chaque jambe.
- Maintenez le haut de votre corps bien stable et votre dos bien droit.



Consignes de sécurité

- Les pieds doivent toujours être en contact avec les Tapes !
- Tenez-vous aux Side Rails et ne lâchez vos mains que si vous vous sentez en sécurité pendant le mouvement.
- Gardez toujours vos mains à proximité des Side Rails.

SPRINT (niveau: exercice exigeant)

Position initiale

- Tenez-vous aux Side Rails avec les mains.
- Placez-vous au milieu des Tapes de sorte que vos pieds se trouvent à l'intersection de la largeur et la longueur des Tapes.
- Tenez-vous détendu sur vos jambes, mettez-vous en position accroupie légèrement surélevée avec le dos droit et le regard vers l'horizon.
- Variante : vous pouvez utiliser un ou plusieurs Tubes pour augmenter la difficulté de l'exercice.

Réalisation des mouvements

- Appuyez vers le bas en alternance sur chaque Tape en tendant le genou correspondant.
- Ne bougez pas votre tête, votre tronc et votre bassin et conservez une position horizontale stable.
- Essayez de varier le rythme, la hauteur de votre position et le niveau de déformation des Tapes.



Position finale

- Votre poids se trouve sur une jambe.
- Maintenez le haut de votre corps bien centré au-dessus des Tapes.

Consignes de sécurité

- Les pieds doivent toujours être en contact avec les Tapes !
- Tenez-vous aux Side Rails et ne lâchez vos mains que si vous vous sentez en sécurité pendant le mouvement.
- Gardez toujours vos mains à proximité des Side Rails.

4

**SENSOPRO
SAFETY BELT PHYSIO**

SPÉCIFICATIONS

- Ampleur minimale : 0,5 m
- Ampleur maximale : 1,45 m
- Poids : 1,2 kg

INFORMATIONS GÉNÉRALES SUR L'UTILISATEUR

- Taille maximale : 2,0 m
- Poids maximal : 160 kg



COMPOSANTS



INSTRUCTIONS DE MONTAGE

1. Accrochez les deux mousquetons de l'élément en V aux boucles situées le plus à l'extérieur sur les deux côtés de la ceinture.



2. Passez la sangle dans l'élément en V et accrochez les mousquetons aux vis à œillets des traverses longitudinales du cadre.



MODE D'EMPLOI

1. Montez sur le marchepied de la Sensopro Luna Physio et mettez la Safety Belt Physio à ce moment-là. Pour ce faire, desserrez la suspension et la ceinture abdominale. Placez la ceinture abdominale à la hauteur des hanches et attachez-la.



2. Portez la ceinture abdominale en la serrant bien contre votre corps.



3. Placez la suspension de sorte à pouvoir plier les genoux (à un angle de 90) sur le marchepied et fermez-la correctement.



INDICATION : portez la Safety Belt Physio sur vos habits et non sur de la peau nue.



INDICATION : en cas d'incident lors duquel le poids du patient a été supporté par la Safety Belt Physio tel qu'une chute, les composants de la Safety Belt Physio doivent faire l'objet d'un contrôle et être changés en cas de détériorations.

5

**AVANT DE
COMMENCER**

Vous devriez porter des chaussures de sport et des vêtements légers et confortables lorsque vous vous entraînez avec la Sensopro Luna Physio. Il est recommandé d'attacher les longs cheveux pour éviter tout contact avec les Tubes et les Side Rails. Avant l'entraînement, contrôlez que tous les éléments de la Sensopro Luna Physio fonctionnent correctement. Contrôlez en particulier que les vis du marchepied sont correctement vissées. Commencez votre programme d'entraînement avec le niveau de difficulté le plus bas afin de pouvoir augmenter l'intensité et le gain de force. Veillez à toujours stabiliser les Tapes, en particulier lorsque vous montez et descendez de l'appareil. Les indications suivantes vous permettent de stabiliser les Tapes pendant que vous vous mettez dans différentes positions d'exercice. Expliquez ces principes à toutes les personnes qui s'exercent ou qui entraînent.

POSITIONNEMENT CORRECT POUR MONTER SUR L'APPAREIL VIA SON ACCÈS

1. Pénétrez dans la zone d'entraînement via l'accès prévu à cet effet en vous tenant aux deux poignées.
2. Sur le marchepied, mettez la ceinture de sécurité. Pour ce faire, desserrez la suspension et la ceinture abdominale. Placez la ceinture abdominale à la hauteur des hanches et attachez-la. Portez la ceinture abdominale en la serrant bien contre votre corps. Placez la suspension de sorte à pouvoir plier les genoux (à un angle de 90°) sur le marchepied et fermez-la correctement.
3. Tenez-vous aux Side Rails et montez sur les deux Tapes. Veillez à bien placer vos deux pieds au milieu des Tapes. Il s'agit là de la position initiale pour tous les exercices. Sélectionnez un programme d'entraînement et commencez les exercices.

POSITION CORRECTE PENDANT L'ENTRAÎNEMENT

1. Contrôler régulièrement le positionnement des pieds au milieu des Tapes.
2. Le haut du corps se trouve au centre de l'appareil.
3. Éviter de se pencher en avant ou en arrière / Les Tubes peuvent faire office d'aides, mais ne supportent jamais le poids du corps et peuvent être lâchés à tout moment.
4. En cas de perte d'équilibre, toujours saisir les Side Rails avec les mains et ne pas compenser avec les pieds.

6

**MAINTENANCE
ET ENTRETIEN**



AVERTISSEMENT : le niveau de sécurité de la Sensopro Luna Physio ne peut être assuré qu'en cas de contrôle régulier des dommages et de l'usure subis par l'appareil.



AVERTISSEMENT : il faut remplacer immédiatement les éléments défectueux et/ou il ne faut plus utiliser les produits jusqu'à leur remise en état. Utilisez exclusivement des pièces de rechange originales. Le cas échéant, il est possible que d'autres pièces ne présentent pas les caractéristiques matérielles requises.

AVANT/APRÈS CHAQUE ENTRAÎNEMENT

1. Après chaque entraînement, nettoyez les Side Rails avec un produit de nettoyage antibactérien et désinfectez l'intérieur de la Safety Belt Physio avec un spray.
2. Avant chaque utilisation de l'appareil, assurez-vous que les fixations du Swingboard sont correctement relâchées ou fixées.
3. Avant chaque utilisation de l'appareil, assurez-vous que les Side Rails sont correctement fixés.
4. Afin de protéger les Tubes, ne vous désinfectez pas les mains avant, mais après chaque entraînement.

CHAQUE SEMAINE

1. Contrôlez l'usure et les éventuelles détériorations des Tubes et des ressorts. Si vous constatez de telles détériorations, il faut immédiatement changer les Tubes et/ou les ressorts. L'appareil ne doit pas être utilisé dans ce cas.
2. Nettoyez toutes les surfaces.
3. N'utilisez que de l'eau pour nettoyer les Tubes. Les produits nettoyants réduisent la durée de vie des Tubes.
4. Nettoyez l'écran tactile Sensopro Video Kit avec un chiffon sec. L'écran tactile Sensopro Video Kit peut être endommagé par l'humidité.

CHAQUE MOIS

1. Contrôlez que tous les boutons, vis et fixations sont correctement fixés.
2. Assurez-vous que les Stoppers sont placés sur les deux traverses transversales inférieures. Changez les Stoppers endommagés.
3. Chaque accessoire doit faire l'objet d'un contrôle visuel et fonctionnel.
4. Échangez tous les éléments qui présentent des traces d'usure. Rendez-vous pour cela dans notre boutique en ligne shop.sensopro.swiss.

MONTAGE DE PIÈCES DE RECHANGE



AVERTISSEMENT : vous pouvez changer les Tubes et les ressorts vous-même en suivant ces instructions. Tenez également compte des instructions vidéo du Sensopro Video Kit. Pour tout autre montage de pièces de rechange, veuillez contacter le service à la clientèle. Utilisez exclusivement des pièces de rechange originales. Le cas échéant, il est possible que d'autres pièces ne présentent pas les caractéristiques matérielles requises.



AVERTISSEMENT : changez les ressorts et les Tubes tous les 6 mois ou en cas de signes d'usure ou de détérioration. Ne pas assurer une maintenance régulière de l'appareil peut avoir pour conséquence une moins bonne solidité et une détérioration de ses propriétés matérielles.

CHANGER DES RESSORTS

1. Dévissez les quatre vis du marchepied à l'aide d'un tournevis hexagonal (4). Posez le marchepied au sol à côté de l'appareil.
2. Détachez la fermeture velcro de la protection des ressorts et décrochez les ressorts souhaités d'abord à l'extérieur, puis à l'intérieur du Swingboard.



3. Accrochez ensuite les nouveaux ressorts tout d'abord à l'intérieur, puis à l'extérieur du Swingboard. Détendez la protection des ressorts autour de ceux-ci et fixez la fermeture velcro au-dessous des ressorts.
4. Placez le marchepied sur le Swingboard et serrez correctement les quatre vis à la main.



AVERTISSEMENT : il y a un risque de blessure si les vis des marchepieds ne sont pas correctement serrées!

CHANGER DES TUBES

1. Dévissez les vis en plastique en tenant la vis et en tournant l'écrou.



2. Retenez tous les Tubes et retirez délicatement les vis en plastique de la fixation. Relâchez les Tubes afin qu'ils ne soient plus sous tension.
3. Placez les nouveaux Tubes dans la fente prévue à cet effet dans le support des Tubes et réintroduisez la vis en plastique petit à petit.




4. Serrez correctement la vis en plastique et l'écrou à la main.

7

**ACCESSOIRE -
ÉCRAN TACTILE
SENSOPRO VIDEO KIT**

Le matériel informatique de l'écran tactile Sensopro Video Kit est un élément du système Sensopro Luna disponible en option et peut être monté sur la partie avant de la Sensopro Luna Physio à l'aide d'une barre de fixation. Si vous avez besoin d'un écran tactile Sensopro Video Kit, veuillez vous adresser au service à la clientèle Sensopro.



Modifications réservées en fonction des développements techniques.




AVERTISSEMENT : l'écran tactile Sensopro Video Kit est un appareil électrique qui peut présenter des risques d'électrocution. L'appareil doit être mis à terre pour éviter toute électrocution. Ne modifiez en aucun cas la fiche de sécurité de l'appareil car celle-ci assure la mise à terre de l'écran tactile Sensopro Video Kit !



DANGER : la mise à terre du système n'est pas possible si la prise n'est pas correctement raccordée. Si vous n'êtes pas sûr que votre prise est correctement raccordée, demandez à un électricien de procéder à un contrôle. Ne modifiez pas la fiche de sécurité de l'écran tactile Sensopro Video Kit. Si elle ne correspond pas à votre prise, demandez à un électricien d'installer une prise adaptée.

COMPOSANTS



INSTRUCTIONS DE MONTAGE

1. Placez deux écrous coulissants de chaque côté dans les rainures prévues à cet effet sur la face extérieure des deux traverses verticales avant de la Sensopro.
2. Placez les écrous coulissants à une hauteur de 1,18 m et assurez-vous qu'ils se trouvent sur une même ligne horizontale.
3. Montez la barre de fixation et insérez les quatre kits de vis fournis à travers les trous prévus pour les éléments VESA de l'écran. Réglez l'écran afin qu'il soit dans la position souhaitée et serrez bien les vis à la main.
4. Placez l'écran tactile Sensopro Video Kit en direction de la zone d'entraînement et fixez-le avec quatre vis dans les écrous coulissants. Serrez bien toutes les vis à la main.

MODE D'EMPLOI

Avec plus de 100 programmes d'entraînement de qualité, le Sensopro Video Kit accompagnera votre clientèle jusqu'à ses différents objectifs d'entraînement. Qu'il s'agisse d'exercices de rééducation, d'entraînements de sport de haut niveau, d'exercices permettant de marcher avec assurance ou encore d'exercices de surf, le Sensopro Video Kit a tout ce qu'il faut pour répondre à de multiples demandes. Sélectionnez la bonne catégorie d'entraînement avec vos clientes et vos clients, et déterminez ensemble les programmes adaptés.

1. Allumez le Sensopro Video Kit en actionnant l'interrupteur principal et attendez que l'appareil démarre (max. 1 minute). Une vidéo d'accueil est lue (illustration 1).
2. Tapez sur l'écran pour afficher la page des catégories (illustration 2).
3. La catégorie « La première fois » propose une initiation idéale pour donner à votre clientèle des informations au sujet de l'entraînement sur la Sensopro Luna ainsi que les consignes de sécurité les plus importantes.
4. La rubrique « Information » (A sur l'illustration 2) vous permet de consulter les instructions d'entretien des différents éléments de l'appareil.
5. Vous pouvez sélectionner les différentes catégories d'entraînement en tapant sur les couleurs correspondantes. Sélectionnez le programme souhaité dans la catégorie, puis l'entraînement souhaité à l'étape suivante.
6. Pendant l'entraînement, vous avez la possibilité d'afficher les symboles Pause/Play et Avancer/Reculer en tapant sur l'écran, puis d'activer les fonctions correspondantes en tapant dessus (illustration 3). Pour revenir à l'aperçu des programmes, tapez sur « Annuler » (A sur l'illustration 3). Vous pouvez aussi taper sur le programme ou la catégorie de l'arborescence de l'entraînement en bas à gauche de l'écran pour afficher l'aperçu correspondant (B sur l'illustration 3).



Illustration 1




Illustration 2




Illustration 3

8

**ACCESSOIRE EN
OPTION -
SENSOPRO SEAT
PHYSIO**

SPÉCIFICATIONS

- 1300 mm x 300 mm x 60 mm (L/I/H)
- Assise : 500 mm x 200 mm (L/I)
- Poids : 2,9 kg

INFORMATIONS GÉNÉRALES SUR L'UTILISATEUR

- Taille maximale : 2,0 m
- Poids maximal : 160 kg



COMPOSANTS




Élément de
support

Assise


INSTRUCTIONS DE MONTAGE

1. Retirer une extrémité clipsée de chaque Side Rails.
2. Introduisez les éléments de support sur chaque Side Rails. Veillez à ce que la vis de fixation des éléments de support soit dirigée vers l'extérieur.



3. Clipsez à nouveau les extrémités de chaque Side Rails et contrôlez qu'elles soient bien bloquées.

- Fixez l'assise aux deux éléments de support à l'aide des mousquetons. Veillez à ce que la surface verte soit orientée vers le haut.



- Placez les éléments de support du Sensopro Seat dans la position souhaitée et serrez les vis.

MODE D'EMPLOI

- Asseyez-vous sur le Sensopro Seat Physio.
- Réalisez les exercices souhaités ou reposez-vous dans une position statique.
- Le Sensopro Seat Physio permet de réaliser divers types d'exercices en position assise. Il est ainsi possible de cibler certaines parties précises du corps (p. ex. extrémités inférieures ou supérieures).

9

**SIGNIFICATION DES
SYMBOLES**



Marquage de conformité CE
CE marking of conformity



Prudence
Caution



Dispositif médical
Medical device



Consulter le mode d'emploi
Consult instructions for use



Tenir à l'abri du soleil
Keep away from sunlight



Fabricant du dispositif médical
Medical device manufacturer



Numéro de série
Serial number



Référence
Catalogue number



Code du lot
Batch code



Date de fabrication
Date of manufacture



Représentant autorisé dans la Communauté européenne
Authorized representative in the European Community / European Union



Contient ou présente du latex de caoutchouc naturel
Contains natural rubber latex

10

**DÉCLARATION DE
CONFORMITÉ /
DECLARATION OF
CONFORMITY**

To whom it may concern

Sensopro AG
Südstrasse 4
CH – 3110 Münsingen

+41 31 382 52 10
info@sensopro.swiss
www.sensopro.swiss

Münsingen, 31.05.2023

EU DECLARATION OF CONFORMITY

We, Sensopro AG (CHRN-MF-20000082; SRN CH-MF-000010122), declare under our sole responsibility that the medical devices with Basic UDI-DI 7649991448SensoproLunaGV:

Device name	UDI-DI
Sensopro Luna Physio	7649991448243 7649991448199 7649991448205
Sensopro Tube Medical (8 pcs.) Aquamarine / weak	7649991448090
Sensopro Tube Medical (8 pcs.) Azure blue / medium	7649991448106
Sensopro Tube Medical (8 pcs.) Coral-red / strong	7649991448113
Sensopro Tube Aquamarin/Aquamarine	7649991448168
Sensopro Tube Azurblau/Azure blue	7649991448175
Sensopro Tube Korall-Rot/coral-red	7649991448182
Sensopro Seat Physio	7649991448229
Sensopro Video Kit Montagebalken Physio	7649991448236

Intended Purpose: Treatment of deficits in postural balance
in order to prevent falls.

Risk Class: Class I

Rule (according to Annex VIII): Rule 1

meet all applicable provisions of the Regulation (EU) 2017/745 (EU MDR).

Authorized representative: MT Promedt Consulting GmbH, Ernst-Heckel-Strasse 7
66386 St. Ingbert, Germany, SRN DE-AR-000000085

Applied common specifications: n.a.

Conformity assessment procedure: EU MDR Art. 52(7)

Florian Kuchen

Florian Kuchen, PRRC





WWW.SENSOPRO.SWISS

Service à la clientèle +41 31 382 52 10

Fabricant et service à la clientèle :

Sensopro AG

Südstrasse 4

3110 Münsingen

Switzerland

+41 31 382 52 10

info@sensopro.swiss

©2023 Sensopro AG. Tous droits réservés.

Date de la dernière révision : 21.9.2023